

AsahiKASEI

旭化成集团

Exceed Your Expectations

血液透析器

REXIED™
REXBRANE™



旭化成可乐丽医疗株式会社

A Pioneer in Blood Purification

REXEED™ - L

性能(体外)

	REXEED-13L			REXEED-15L			REXEED-18L			REXEED-21L		
血流量 (mL/min)	200	300	400	200	300	400	200	300	400	200	300	400
清除率 (mL/min)*												
尿素	192	255	291	195	265	305	197	270	312	198	277	325
肌酐	186	241	276	191	251	287	192	256	297	195	268	314
磷酸盐	147	175	192	157	191	205	162	199	215	171	213	236
维生素B ₁₂	88	98	100	97	108	113	103	117	122	115	128	136
单位面积清除率(尿素) (mL/min)	888			1045			1145			1321		
UFR (mL/hr/mmHg)*	11			12			13			16		
有效表面积 (m ²)	1.3			1.5			1.8			2.1		

条件: 清除率: Qd=500mL/min, Qf=0mL/min 单位面积清除率 (KoA) : Qb=300mL/min, Qd=500mL/min, Qf=0mL/min

UFR: 使用牛血测定, TP=60±5g/L, Hct.=32±2%, Qb=300mL/min, TMP= 100mmHg (13.3kPa)

*ISO8637: 2004

规格

	REXEED-13L	REXEED-15L	REXEED-18L	REXEED-21L
膜	REXBRANE™ (旭化成聚砜)			
中空纤维内径 (μm)	185			
中空纤维壁厚 (μm)	45			
预冲容量 (mL)*	76	86	103	117
最大TMP (mmHg (kPa))	500 (66)			
最大血流量 (mL/min)	500			
最大透析液流量 (mL/min)	800			
尺寸 (mm[L] × mm[D])	334×38	334×41	334×43	334×47
重量 (g)	412	463	520	604
灭菌	伽马射线			

注: 高渗透性装置, 只能与有超滤控制的设备一起使用. *ISO8637: 2004

AsahiKASEI
旭化成集团

制造商:
旭化成可乐丽医疗株式会社
千代田区神田神保町1-105
东京, 101-8101, 日本
电话: +81-3-3296-3727
传真: +81-3-3296-3722

总代表:
旭化成医疗器械(杭州)有限公司
浙江省杭州下沙经济技术开发区
19号大街10号
电话: 0571-86737228
传真: 0571-86714121



2009.1-5280

旭化成医疗器械(杭州)有限公司北京分公司
北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦1407室
电话: 010-65694188
传真: 010-65693938

旭化成医疗器械(杭州)有限公司上海分公司
上海市淮海中路381号中环广场2331室
电话: 021-63916111
传真: 021-63916686